

Genomic Mini Universal

Try our new product



A&A BIOTECHNOLOGY
innovating life science

Genomic Mini Universal

(nr kat. 116U-50, 116U-250)

Uniwersalny zestaw o zwiększonej wydajności do izolacji genomowego DNA z różnych materiałów.

Zalety

- Jeden uniwersalny zestaw do izolacji DNA z różnych typów materiału.
- Dokładne wytyczne przygotowania materiału.
- Szybka procedura izolacji.
- Wysoka jakość otrzymanego DNA.

Specyfikacja

format	minikolumna
pojemność złoża	20 µg DNA
wielkość próbki	• bakterie G-, G+ (hodowle): do 1 ml • drożdże (hodowle): do 1 ml • hodowle komórkowe: do 1 x 10⁶ • krew świeża lub mrożona: do 200 µl • nasienie: 200 µl • kał, odchody, próby środowiskowe (gleba, osady czynne, kompost): 20 - 50 mg • kał, odchody, próby środowiskowe przechowywane w roztworze zabezpieczającym: 200 - 300 µl • tkanki stałe: do 20 mg • wymazy suche: 1 szt.
objętość elucji	100 µl
roztwór elucyjny	bufor Tris (10 mM, pH 8,5)

Produkty powiązane

- **Bacteria lysis kit**
(nr kat. 604BK-50, 604BK-100)
- **Microbiome lysis kit**
(nr kat. 604MK-50, 604MK-100)
- **Yeast lysis kit**
(nr kat. 604YK-50, 604YK-100)